



Zero Gel®

Gel per elettro conduzione E.C.G. - E.E.G. - E.M.G.

Fornito:

<p>□ In flaconi da 250 ml.</p> 	<p>□ Imballo: confezioni da 25 flaconi</p> 
--	---

IL NOSTRO GEL E' DI QUALITA' PERCHE'

- Componenti
 - *Acqua demineralizzata trattata per la purezza e conservazione del prodotto.*
 - *Carbopolimeri sintetici puri senza aggiunte di cellulose per il rilascio di un residuo minimo e una lunga conservazione degli elettrodi.*
 - *Agenti ionizzanti per una superba conduzione.*
 - *Agenti anti-asciugamento per conservare le caratteristiche del prodotto anche in caso di esami di lunga durata.*
 - *Agenti conservanti a largo spettro per la copertura della gamma delle principali muffe e pollini.*
- Aspetto
 - *assenza di effetto filo che lo renderebbe spiacevole.*
 - *Colorante: quantità minima che serve solo a distinguerlo da altri prodotti.*
- Conservazione
 - *Non è soggetto ad alterazioni dovute all'ambiente esterno.*
 - *E' studiato per trattenere l'umidità e quindi non si secca durante l'esame*
- Sicurezza
 - *Testato con risultati positivi ai sensi della ISO 10993 per sensibilizzazione, irritazione cutanea e citotossicità*
 - *Non contiene sostanze nocive per il corpo umano o per l'ambiente*

E' particolarmente adatto per E.C.G. interpretativi perché il perfetto contatto elettrico a bassa impedenza riduce gli artefatti facilitando la correttezza dell'analisi computerizzata.