

Electroconductive Cream®
Crema per elettro conduzione
E.C.G. - E.E.G. - E.M.G.

q In flaconi da 250 ml.



q Imballo: confezioni da 25 flaconi



- q E' a formulazione cosmetica: emolliente, idratante, penetra la pelle velocemente favorendo la conduzione elettrica.
- q E' particolarmente confortevole per il paziente, è quindi adatta in fisioterapia o riabilitazione dove il paziente ha la pelle sensibile e può essere utilizzata per elettro stimolazione
- q Ottimo utilizzo nelle cuffie pre montate per E.E.G. grazie alla favorevole conformazione fisica.
- q Anallergica
- q Non contiene sostanze nocive per il corpo umano o per l'ambiente.